


Anticorpo Policlonale Anti-Sox2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P48431

Numero articolo: CM0017432



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SOX2 umano (P48431), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA in umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali e la biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SOX2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ANOP3; MCOPS3; SOX2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6657
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 di SOX2 umano (NP_003097.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48431
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio