


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sox30 Per Wb, Elisa - 094993

Numero articolo: CM0018284



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SOX30 di alta qualità validato per WB e ELISA. Rileva SOX30 umano, di topo e di ratto (circa 82 kDa). Ideale per studi sulla regolazione della trascrizione, la spermiogenesi e la segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOX30 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SOX30
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	11063
ID gene	11063
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 604-753 della SOX30 umana (NP_848511.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	094993
Peso proteico	82 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio