

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sox30 Per Wb, Elisa - Q8Cgw4

Numero articolo: CM0015139

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SOX30, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla spermiogenesi, sulla segnalazione Wnt e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SOX30 Rabbit pAb
Note/Alias	SOX30
Specie	Topo
GeneID (Umano)	11063
GeneID	214105
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di SOX30 di topo (NP_775560.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8CGW4
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio