

Anticorpo Policlonale Anti-Sox4 Per Wb, Elisa - Q06945

Numero articolo: CM0017446

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio SOX4 per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Mira al fattore di trascrizione umano SOX-4 (47kDa), coinvolto nello sviluppo delle cellule T e nella miogenesi. Ideale per la ricerca in immunologia e biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SOX4
Note/Alias	CSS10; EVI16; SOX4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6659
GeneID	6659
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di SOX4 umano (NP_003098.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q06945
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio