

## Anticorpo Policlonale Anti-Sox5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35711

Numero articolo: CM0026773

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SOX5 umano, adatto per western blot, immunoistochimica, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla condrogenesi e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | SOX5 Rabbit pAb                                                                                                |
| Note/Alias            | L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5                                                                         |
| Specie                | Umano                                                                                                          |
| GeneID                | 6660                                                                                                           |
| Immunogeno            | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-120 di SOX5 umano (NP_694534.1) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                       |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                          |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                       |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                             |
| SWISS                 | P35711                                                                                                         |
| Peso Proteico         | 84kDa                                                                                                          |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                             |