

Anticorpo Policlonale Anti-Sox6 Per If/Icc Ed Elisa - P35712

Numero articolo: CM0023685

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro il fattore di trascrizione umano SOX6, validato per immunofluorescenza (IF/ICC) ed ELISA. Ideale per lo studio della condrogenesi, neurogenesi e processi di sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SOX6 pAb coniglio
Note/Alias	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Specie	Umano
Gene ID	55553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-74 della PML umana (NP_001139291.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P35712
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio