

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sox6 Per Wb, Elisa - P35712

Numero articolo: CM0029111

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio (pAb) SOX6 validato per applicazioni WB ed ELISA. Rileva la proteina SOX6 (92kDa) umana, di topo e di ratto, un fattore di trascrizione chiave nello sviluppo. Utilizzabile per la ricerca in neurogenesi e condrogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SOX6
Note/Alias	SOXD; HSSOX6; TOLCAS; SOX6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55553
GeneID	55553
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-74 di SOX6 umano (NP_001139291.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35712
Peso Proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio