

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sox9 Per Wb - P48436

Numero articolo: CM0003604



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro il fattore di trascrizione umano SOX9, validato per WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto; ideale per la ricerca sulla condrogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOX9 Rabbit mAb
Note/Alias	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	6662
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 169-300 della SOX9 umana (P48436).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P48436
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Busta ghiacciata