

## Anticorpo Policlonale Anti-Sp1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08047

Numero articolo: CM0013912



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira al fattore di trascrizione umano SP1. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva SP1 umano, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla crescita cellulare, l'apoptosi e il rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | SP1 Rabbit pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias    | SP1                                                                                                                         |
| Specie                | Umano                                                                                                                       |
| ID Gene (Umano)       | 6667                                                                                                                        |
| ID Gene               | 6667                                                                                                                        |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-620 di SP1 umano (NP_612482.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS                 | P08047                                                                                                                      |
| Peso Proteico         | 81kDa                                                                                                                       |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                           |