


Anticorpo Policlonale Anti-Sp100 Per Wb E Elisa - P23497

Numero articolo: CM0026366



introduzione

Anticorpo policlonale SP100 di coniglio per Western blot e ELISA, reattivo con umano e topo. Adatto per investigare i corpi nucleari PML, la co-attivazione trascrizionale con ETS1 e la regolazione dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SP100 pAb Coniglio
Note/Alias	lysp100b; SP100
Specie	Umano
GeneID (umano)	6672
GeneID	6672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 181-480 di SP100 umano (NP_001193631.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P23497
Peso Proteico	100kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio