

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Sp110 Per Wb E Elisa - Q9Hb58

Numero articolo: CM0030156

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la proteina SP110 umana (IPR1, IFI41, IFI75). Validato per Western blotting (WB) e ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla regolazione trascrizionale e le malattie autoimmuni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SP110 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	IPR1; VODI; IFI41; IFI75; SP110
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3431
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-290 di SP110 umano (NP_004501.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HB58
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Ghiaccio secco