

Anticorpo Policlonale Anti-Sp2 Per Wb, Elisa - Q02086

Numero articolo: CM0019766

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il fattore di trascrizione umano SP2 (~65 kDa). Convalidato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con uomo e topo. Ideale per studi sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SP2 Rabbit pAb
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6668
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 240-331 di SP2 umano (NP_003101.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q02086
Peso proteico	65kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio