

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sp3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q02447

Numero articolo: CM0015644

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce SP3 umano, murino e di ratto (fattore di trascrizione Sp3). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Indicato per lo studio della regolazione trascrizionale, del controllo del ciclo cellulare e delle dinamiche di espressione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SP3 pAb di coniglio
Note/Alias	SPR2; SP3
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6670
GeneID	6670
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q02447
Peso della proteina	82 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante