

Anti-Sp7 (Osterix) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Tdd2

Numero articolo: CM0019587

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SP7 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce SP7/osterix umano, murino e ratto, un fattore di trascrizione chiave per la differenziazione degli osteoblasti. Ideale per ricerche di biologia ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SP7 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	OSX; OI11; OI12; osterix; SP7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	121340
GeneID	121340
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 333-376 di SP7 umana (NP_001166938.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8TDD2
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio