

Anticorpo Policlonale Anti-Spag5 Per If/Icc, Elisa - Q96R06

Numero articolo: CM0027647

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SPAG5 umano (Astrin, MAP126) per IF/ICC e ELISA. Immunogeno ricombinante (aa 1-300) garantisce specificità per lo studio della dinamica del fuso mitotico e della segregazione cromosomica. - Q96R06

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPAG5 Rabbit pAb
Note/Alias	MAP126; DEEPEST; hMAP126; SPAG5
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10615
GeneID	10615
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di SPAG5 umano (NP_006452.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana
SWISS	Q96R06
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio