

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Spag6 Per Wb E Elisa - 075602

Numero articolo: CM0027113

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega alla SPAG6 umana, un antigene associato agli spermatozoi essenziale per la motilità flagellare. Validato per applicazioni Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca in biologia riproduttiva e ciliopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | SPAG6 pAb coniglio                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | pf16; CT141; FAP194; CFAP194; Repro-SA-1; SPAG6                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)      | 9576                                                                                                                            |
| GeneID              | 9576                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 180-290 della SPAG6 umana (NP_758442.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                           |
| SWISS               | 075602                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 55kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |