

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Spag8 Per Wb E Elisa - Q99932

Numero articolo: CM0025393



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SPAG8 validato per WB, ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Bersaglio l'antigene associato agli spermatozoi 8, una proteina ciliare coinvolta nella motilità e nella spermatogenesi. Per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome del prodotto	SPAG8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SMP1, BS-84, CT142, HSD-1, SPAG3, CILD28, hSMP-1, SPAG8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26206
ID Gene	26206
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 220-420 di SPAG8 umano (NP_758516.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Topo, Ratto
SWISS	Q99932
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio