


## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Spam1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P38567

Numero articolo: CM0006310



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-SPAM1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Specifico per SPAM1 umano (ialuronidasi PH-20), presenta reattività crociata con il ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione spermatozoo-ovocita e sulla fecondazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifiche                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-SPAM1                                                                                                   |
| Note/alias          | HYA1; PH20; HYAL1; HYAL3; HYAL5; PH-20; SPAG15; HEL-S-96n; SPAM1                                                             |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| ID del gene         | 6677                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 61-223 di SPAM1 umano (NP_694859.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Ratto                                                                                                                        |
| SWISS               | P38567                                                                                                                       |
| Peso della proteina | 58 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Ghiaccio sintetico                                                                                                           |