


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Spam1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P38567

Numero articolo: CM0023218



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega all'ialuronidasi umana SPAM1 (PH20). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per la biologia riproduttiva e la ricerca sulla fertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPAM1 Rabbit pAb
Note/Alias	HYA1, PH20, HYAL1, HYAL3, HYAL5, PH-20, SPAG15, HEL-S-96n, SPAM1
Specie	Umano
Gene ID	6677
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-300 di SPAM1 umano (NP_003108.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P38567
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio