

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Sparc Per Ihc-P, Elisa - P09486

Numero articolo: CM0020698



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SPARC umano (osteonectina, BM-40). Validato per immunistoichimica (IHC-P) ed ELISA; adatto alla colorazione dei tessuti e ai saggi quantitativi su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPARC Rabbit pAb
Note/Alias	ON; ONT; OI17; BM-40; SPARC
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6678
GeneID	6678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-303 di SPARC umano (NP_003109.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P09486
Peso della proteina	35kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante