

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Spata4 Per Wb Ed Elisa - Q8Ney3

Numero articolo: CM0029587

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio SPATA4
validato per WB ed ELISA, riconosce SPATA4
(35kDa) umano, di topo e di ratto. Adatto per la
ricerca sull'apoptosi e sulla spermatogenesi nel
tessuto testicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio SPATA4
Osservazioni/Alias	FAP178; SPEF1B; TSARG2; CFAP178; SPATA4
Specie	Umano
GenelD	132851
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di SPATA4 umano (NP_653245.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NEY3
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio