

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Spc24 Per Wb Ed Elisa - Q8Nbt2

Numero articolo: CM0024675



introduzione

Convalida il ruolo di SPC24 nell'assemblaggio del cinetocoro e nella segregazione cromosomica con questo anticorpo policlonale di coniglio. Adatto per WB ed ELISA; reattivo crociato con SPC24 umano e murino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	SPC24 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SPBC24; SPC24
Specie	Umano
GeneID (umano)	147841
GeneID	147841
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-197 di SPC24 umano (NP_872319.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q8NBT2
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio