

Anticorpo Policlonale Anti-Spc25 Per Wb, Elisa - Q9Hbm1

Numero articolo: CM0015953



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'SPC25 umano (proteina del cinetocore Spc25), validato per applicazioni Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla segregazione cromosomica, la mitosi e la funzione del cinetocore. Swiss-Prot Q9HBM1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPC25 Rabbit pAb
Note/Alias	AD024; SPBC25; hSpc25; SPC25
Specie	Umana
GeneID (Umano)	57405
GeneID	57405
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-224 dell'SPC25 umano (NP_065726.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9HBM1
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio