

Anticorpo Policlonale Anti-Spdef Per Wb, Elisa - 095238

Numero articolo: CM0023936



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la SPDEF umana, validato per WB e ELISA. Rileva una banda di 38 kDa ed è adatto per la ricerca sul cancro della prostata e studi sul promotore dell'antigene prostatico specifico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SPDEF Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	25803
ID Gene	25803
Immunogeno	Peptide sintetico, aa 1-100 della SPDEF umana (NP_036523.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	095238
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio