

Anticorpo Policlonale Anti-Spdef Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95238

Numero articolo: CM0016471



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SPDEF umano (PDEF, fattore di trascrizione Ets contenente il dominio SAM pointed). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con il ratto. Adatto per la ricerca sul cancro alla prostata e sui tessuti epiteliali regolati da ormoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPDEF Coniglio pAb
Note/Alias	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Specie	Umano
GeneID (umano)	25803
GeneID	25803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-335 di SPDEF umano (NP_036523.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O95238
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio