

Anticorpo Policlonale Anti-Specc1L Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yq0

Numero articolo: CM0019478

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SPECC1L umano (Cytospin-A). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Ideale per studiare la citochinesi, l'organizzazione del fuso e la dinamica del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPECC1L Rabbit pAb
Note/Alias	TBHS; CYTSA; GBBB2; TBHS1; OBLFC1; SPECC1L
Specie	Umano
Gene ID	23384
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-500 di SPECC1L umano (NP_056145.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q69YQ0
Peso Proteico	125kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio