

Anticorpo Policlonale Anti-Spem1 Per Wb, Elisa - Q8N4L4

Numero articolo: CM0028209

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per SPEM1 umano (C17orf83), validato per WB ed ELISA. Rileva una proteina di membrana/citoplasmatica essenziale per la rimozione del citoplasma degli spermatidi durante la spermatogenesi. Reagisce in modo crociato con il ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SPEM1 Rabbit pAb
Note/Alias	C17orf83; SPEM1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	374768
ID Gene	374768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 203-309 di SPEM1 umano (NP_955371.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q8N4L4
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio