


Anticorpo Monoclonale Anti-Spermina Sintasi Per Wb, Elisa - P52788

Numero articolo: CM0011767



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la Spermina sintasi (SMS) umana, adatto per applicazioni WB e ELISA. Riconosce le specie umana, topo e ratto. Ideale per lo studio della biosintesi delle poliammine e delle patologie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Spermina sintasi Rabbit mAb
Note/Alias	SRS; SpS; MRSR; SPMSY; MRXSSR; Spermine synthase
Specie	Umana
ID genico	6611
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 della Spermina sintasi umana (P52788).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P52788
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio