


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Spermina Sintasi (Sms) Per Wb Ed Elisa - P52788

Numero articolo: CM0027153



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla spermina sintasi umana (SMS). Validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Essenziale per la ricerca sulla biosintesi delle poliammine e sul neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SMS Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SRS, SpS, MRSR, SPMSY, MRXSSR, SMS
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6611
GeneID	6611
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-366 di SMS umano (NP_004586.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P52788
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio