

Anticorpo Policlonale Anti-Spg7 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq90

Numero articolo: CM0013740



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SPG7/paraplegina umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla proteostasi mitocondriale e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPG7 Rabbit pAb
Note/Alias	CAR; PGN; CMAR; SPG5C; SPG7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6687
GeneID	6687
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di SPG7 umano (NP_003110.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQ90
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio