


Anticorpo Policlonale Anti-Sphk1 Per Ihc-P, Elisa - Q9Nya1

Numero articolo: CM0020191



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la chinasi 1 della sfingosina umana (SPHK1) per IHC-P ed ELISA, con reattività crociata con topo e ratto. Rileva una banda di 43 kDa. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione mediate da S1P, dell'infiammazione e della neuroinfiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPHK1 pAb di coniglio
Note/alias	SPHK
Specie	Umano
GeneID (umano)	8877
GeneID	8877
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 201-300 di SPHK1 umano (NP_001136074.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NYA1
Peso della proteina	43 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante