


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sphk1 Per Wb Ed Elisa - Q9Nya1

Numero articolo: CM0006796



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio SPHK1 validato per Western blot ed ELISA. Bersaglia la sfingosina chinasi 1 umana (SWISS Q9NYA1), una chinasi lipidica coinvolta nel metabolismo degli sfingolipidi e nell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPHK1 Rabbit mAb
Note/Alias	SPHK; SPHK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8877
GeneID	8877
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-160 di SPHK1 umana (NP_001136074.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NYA1
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio