

Anticorpo Policlonale Anti-Sphk2 Per If/Icc E Elisa - Q9Nra0

Numero articolo: CM0028374

introduzione

SPHK2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale contro la sfingosina chinasi 2 umana, validato per IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione degli sfingolipidi, dell'apoptosi e della funzione mitocondriale in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SPHK2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2
Specie	Umana
ID Gene (Uomo)	56848
ID Gene	56848
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-654 della SPHK2 umana (NP_064511.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q9NRA0
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Ghiaccio secco