

Anticorpo Policlonale Anti-Sphk2 Per Wb E Elisa - Q9Nra0

Numero articolo: CM0029742

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SPHK2 per WB e ELISA, indirizzato contro la sfingosina chinasi 2 (SPHK2) umana. Reagisce in modo crociato con l'uomo e il topo. Ideale per studiare la segnalazione di S1P, l'apoptosi, la respirazione mitocondriale e la regolazione epigenetica genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SPHK2 Rabbit pAb
Note / Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Specie	Uomo
GeneID	56848
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 della SPHK2 umana (NP_001191088.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NRA0
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio