

Anticorpo Policlonale Anti-Sphk2 Per Wb, Elisa - Q9Nra0

Numero articolo: CM0025108

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting SPHK2 umano, validato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Rileva SPHK2 umano, murino e ratto con un peso molecolare previsto di 69 kDa. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPHK2 Rabbit pAb
Note/Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56848
ID Gene	56848
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-165 di SPHK2 umano (NP_001191088.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NRA0
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio