


Anticorpo Policlonale Anti-Spi1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P17947

Numero articolo: CM0019975



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro il fattore di trascrizione umano SPI1/PU.1. Adatto per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Rileva SPI1 umano e murino. Essenziale per la ricerca sul destino delle cellule ematopoietiche e sulla regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPI1 Rabbit pAb
Note/Alias	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; SPI1
Specie	Umano
GeneID (umano)	6688
GeneID	6688
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-98 di SPI1 umano (NP_003111.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P17947
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante