

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Spib Per Wb, Elisa - Q01892

Numero articolo: CM0028206

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-SPIB umano, un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo delle cellule dendritiche plasmacitoidi e nella segnalazione del recettore delle cellule B. Validato per applicazioni WB e ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SPIB Rabbit pAb
Note/Alias	SPI-B; SPIB
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6689
ID gene	6689
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-262 di SPIB umano (NP_003112.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q01892
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio