

Anticorpo Policlonale Anti-Spice1 Per Western Blot Ed Elisa - Q8N0Z3

Numero articolo: CM0029869

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana SPICE1 (proteina 1 associata al fuso e al centriolo), validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce in modo crociato con proteine umane, di topo e di ratto. Adatto per studi sulla duplicazione dei centrioli, formazione del fuso e mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	SPICE1 Rabbit pAb
Note/Alias	SPICE; CCDC52; SPICE1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	152185
GeneID	152185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 della proteina umana SPICE1 (NP_653319.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q8N0Z3
Peso Proteico	96kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio