

Anticorpo Monoclonale Anti-Glicoproteina Spike Per Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Numero articolo: CM0002102



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting sulla glicoproteina Spike SARS-CoV-2 (proteina S) per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Rileva una banda di ~141 kDa. Adatto per studi sull'ingresso virale e sulle interazioni con l'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SARS-CoV-2 3CLpro Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	Glicoproteina Spike; S; SARS-CoV-2 3CLpro
Specie	Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2
GeneID	43740578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-306 della 3CLpro del coronavirus (YP_009725295.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Peso proteico	141kDa
Spedizione	Braza ghiaccio