


Anticorpo Policlonale Anti-Spin1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y657

Numero articolo: CM0027696



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce SPIN1 (Spindlin-1), un lettore di cromatina che riconosce H3K4me3K9me3 e attiva la via di segnalazione Wnt. Validato per WB, IHC-P, ELISA, con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro e l'epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	SPIN1 Rabbit pAb
Note/Alias	SPIN; TDRD24; SPIN1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	10927
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-262 di SPIN1 umano (NP_006708.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y657
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio