

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Spin2B Per Wb Ed Elisa - Q9Bpz2

Numero articolo: CM0025428



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Anti-SPIN2B (29kDa) validato per WB ed ELISA. Rileva SPIN2B umano e presenta reattività crociata con topo e ratto. SPIN2B è una proteina nucleare coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare e nell'apoptosi, con attività di legame per H3K4me3.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPIN2B Rabbit pAb
Note/Alias	SPIN-2; TDRD26; SPIN-2B; dj323P24.2; SPIN2_duplicate; SPIN2B
Specie	Umano
ID Gene	474343
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-258 di SPIN2B umano (NP_001006682.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BPZ2
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio