

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Spink1 Per If/Icc, Elisa - P00995

Numero articolo: CM0014738



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SPINK1 validato per applicazioni IF/ICC ed ELISA. Rileva SPINK1 umano, un inibitore della serina proteasi coinvolto nella funzione pancreatica e nella biologia riproduttiva. Ideale per uso IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPINK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TCP, PCTT, PSTI, TATI, Spink3, SPINK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6690
GeneID	6690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-79 di SPINK1 umano (NP_003113.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P00995
Peso proteico	9kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio