

Anticorpo Monoclonale Anti-Spink5/Lekti Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Nq38

Numero articolo: CM0002918



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-SPINK5/LEKTI di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con Umano, Topo, Ratto. Immunogeno ricombinante, adatto per la ricerca sull'inibitore della serina proteasi e sulla funzione di barriera cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPINK5 / LEKTI mAb di Coniglio
Note/Alias	NS; NETS; LEKTI; LETKI; VAKTI; SPINK5 / LEKTI
Specie	Umano
GeneID (Umano)	11005
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di SPINK5/LEKTI umano (Q9NQ38)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQ38
Peso Proteico	121kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio