


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Spint1 (Hai-1) Per Wb, If/Icc, Elisa - O43278

Numero articolo: CM0027779



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana SPINT1 (HAI-1), un inibitore di proteasi di tipo Kunitz, validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce crociato con topo e ratto; immunogeno ricombinante; peso previsto 58 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SPINT1 Rabbit pAb
Note / Alias	HAI; HAI1; MANSC2; SPINT1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6692
GeneID	6692
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-513 della SPINT1 umana (NP_003701.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43278
Peso proteico	58 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio