

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Spk (Topk) - Q96Kb5

Numero articolo: CM0030411



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-SPK (TOPK) per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Rileva una proteina di 36 kDa; ideale per la ricerca sull'antigene cancro/testicolo e sulla segnalazione chinasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPK Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SPK; CT84; TOPK; HEL164; Nori-3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55872
GeneID	55872
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-322 di SPK umano (NP_060962.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96KB5
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio