

Anticorpo Policlonale Anti-Spock3 Per Wb, Elisa - Q9Bq16

Numero articolo: CM0018160

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SPOCK3 umano (Testican-3), validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con campioni umani, murini e di ratto. Per la ricerca sulla neurogenesi e sull'invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPOCK3 Rabbit pAb
Note/alias	TES-3; TICN3; HSAJ1454; SPOCK3
Specie	Umano
ID del gene	50859
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-380 di SPOCK3 umano (NP_001035249.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BQ16
Peso della proteina	49 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante