


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Spon2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bud6

Numero articolo: CM0014296



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro SPON2 umano (MINDIN/DIL-1), validato in WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce una proteina secreta della matrice extracellulare con ruoli nell'adesione cellulare e nell'immunità innata. Presenta reattività crociata con il ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	SPON2 Rabbit pAb
Note/alias	DIL1; DIL-1; MINDIN; M-SPONDIN; SPON2
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10417
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-150 di SPON2 umano (NP_036577.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, ratto
SWISS	Q9BUD6
Peso della proteina	36 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante