

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Spop Per Wb, Elisa - O43791

Numero articolo: CM0002452



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che riconosce SPOP umano (O43791). Validato per WB ed ELISA; adatto per la ricerca sull'ubiquitinazione, degradazione proteasomiale, interazioni ospite-virus e replicazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPOP Rabbit mAb
Note/Alias	TEF2; BTBD32; NSDVS1; NSDVS2; NEDMACE; NEDMIDF; SPOP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8405
ID Gene	8405
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di SPOP umano (O43791).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O43791
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio