


Anticorpo Policlonale Anti-Spr (Sepiapterin Reduttasi) Per Wb, Elisa - P35270

Numero articolo: CM0017478



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SPR umana (Sepiapterin reduttasi), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio della biosintesi della tetraidrobiopterina e della ricerca correlata alla distonia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SPR Rabbit pAb
Note/Alias	SDR38C1; SPR
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6697
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-261 di SPR umana (NP_003115.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35270
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio