

Anticorpo Monoclonale Anti-Sprouty 2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Numero articolo: CM0010433



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce Sprouty 2 umano (SPRY2) per applicazioni di Western blot, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Adatto per lo studio della segnalazione FGF e della biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-Sprouty 2
Note/Alias	IGAN3; hSPRY2; Sprouty 2
Specie	Umana
GenelD (Umano)	10253
GenelD	10253
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 216-315 di Sprouty 2 umano (O43597).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Ratto
SWISS	O43597
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacco refrigerante